



Raio-X Portátil para Hospitais, Clínicas e Home Care Veterinário

CANIS 5C

IMAGINANDO O FUTURO


CANIS 5C é um raio-X portátil e multifuncional, com uma fonte de alimentação de raios-X de 5 kW. Pequeno, leve e de alta potência, cumprir vários raios cenários de aplicação.



① Compacto, portátil
e fácil para uso



② Controle de exposição
Wireless



③ Cabo de exposição
manual



④ Fácil operação e
imagens rápidas



⑤ Bluetooth Support - fácil
conexão com o computador



Especificações Técnicas

CANIS 5C

Requerimentos do Sistema

Fonte Elétrica AC 210 ~ 230V / AC 110 ~ 120V

Potência 5KW

Gerador

kV 40 ~ 125kV

mAs 0.1 ~ 100AS

Ma 10 ~ 100mA

Comunicação RS232 / Bluetooth

Modelo de Exposição Wired / Wireless

Tubo de Raios-X

Focos 0.6 / 1.8mm

Ângulo do Anodo 15°


Parâmetros Mecânicos

Medidas 505 x 348 x 230mm

Peso 16kg

Dimensões

Em mm



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760



+ 55 (11) 93707-5240

www.futuremed.com.br

contato@futuremed.com.br

[@futuremedbrasil](https://www.instagram.com/futuremedbrasil)