

# GXR

## Sistema de Raio-X

# DRGEM

*Your Best Healthcare*



*O sistema de raio X GXR, corresponde a uma sala radiográfica que se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho, sendo facilmente atualizado para um sistema de raio-x digital, com a ajuda de apenas um detector digital de raio-x e uma workstation.*

*O sistema GXR de raio-x está equipado com um gerador de alta frequência que produz consistentemente imagens de alta qualidade, com uma ondulação de KV muito pequena e um mA e mAs extremamente preciso.*

*O sistema GXR de raio-x foi projetado para fornecer conveniência ao operador e conforto ao paciente.*

*Bucky Mural com design elegante, durável e de fácil uso.*

*Estativa de chão com movimentos suaves.*

*Mesa de tampo flutuante, com movimentos estendidos, permitindo todos estudos radiológicos e suportando pacientes de até 300 kg.*

# Modelos: **GXR 40S / GXR 52S**

**Potência Nominal:** 40 kW / 52kW

**Alimentação:** Monofásico 220-230 VAC, de 50KVA ou com capacitor 3KVA

**Faixa de mA:** 10 a 500 mA / 10 a 640 mA.


Faixa de kV 40 kV - 125 kV (opcional 150 kV), 1 kV por passo / 40 kV - 155 kV, 1 kV por passo.

Gerador de alta frequência

Tubo marca DRGEM

**Focos:** 1.0/2.0mm , 0,6/1,5mm , 0,6/1,2 mm

Capacidade de térmica 140 / 150 / 200 / 230 kHU



## 2 ANOS DE GARANTIA



### Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65  
Conjunto 904 B  
Bairro Campinas  
São José - SC  
CEP 88.101-020  
Tel: +55 (48) 3380-9172

### São Paulo

Rua Cayowaá, 759  
Conjunto 12  
Bairro Perdizes  
São Paulo - SP  
CEP 05.018-001  
Tel: +55 (11) 2387-4760



+ 55 (11) 93707-5240

[www.futuremed.com.br](http://www.futuremed.com.br)

[contato@futuremed.com.br](mailto:contato@futuremed.com.br)

[@futuremedbrasil](https://www.instagram.com/futuremedbrasil)