

Portátil VET-20BT

O Raio-X Veterinário Portátil Poskom modelo VET-20BT é robusto, leve, rápido e prático!



Permite
300 exposições
por carga completa
da bateria.

Tempo de carregamento
muito rápido:
**apenas 1 hora para
carga total.**




Extremamente leve:
6,5 kg

Tecnologia de alta frequência

O gerador com inversor de alta frequência proporciona forte potência e imagens fantásticas.



Dimensões



2 ANOS DE GARANTIA

Especificações Técnicas

Modelo	Vet-20 BT
Potência de saída	1,6 kW (800 W)
Voltagem da bateria	DC14.8V (bateria de polímero de íon de lítio 4 células)
Potência do capacitor	4,8AH 20C
Corrente	Curto tempo 96 A
Faixa kV em passos de 1Kv	20mA (50 ~ 80kV / 0.4 ~ 3.2mAs) 10mA (50 ~ 80kV / 3.6 ~ 20mAs) 15mA (81 ~ 90kV / 0.4 ~ 3.2mAs) 8mA (81 ~ 90kV / 3.6 ~ 20mAs)
Faixa de mAs	0.4 ~ 20mAs em 25 passos
Máx. Desvio de kV	±7%
Máx. Desvio mAs	±10%
Visor Indicativo	kV (código de erro) /mAs: LED de 7 segmentos
Tubo de raios-X	Ponto focal: 1,2 mm x 1,2 mm Ângulo alvo: 19 graus Armazenamento de calor anódico: 10 kJ
Filtro	2,5 mm Al eq. @90kV Tipo de dupla fenda, operação manual Tamanho do campo de Raios-X: 35cmx35cm @ 65cm SID
Colimador	Apontador laser: laser duplo de 5mW Iluminador de botão de pressão com temporizador de 30 segundos Lâmpada: laser duplo de 5mW x 4 unidades Memória APR: 21 unidades (compostas por 6 teclas)
Software	Software de controle remoto por raios infravermelhos, interruptor de mão e controle remoto
Peso Líquido	6.5 kg



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowáá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760