

ACQUIDR

Mano 4336W | 4343W | 4343T

DRGEM
Your Best Healthcare

A solução eficiente para sua radiografia digital!

ACQUIDR é o sistema de imagem digital composto por um detector digital para raio-X e uma estação de trabalho com um software muito intuitivo.

O detector digital e o software de imagem completo possuem um processamento, muito rápido e robusto, atendendo todas as necessidades no campo da radiografia digital diagnóstica.



Composição do sistema:

Carregador de bateria com 2 baterias



Detector digital de imagem
Roteador WI-FI






Laptop ou desktop inclusos

- Adaptável com todos os sistemas de raios-X analógicos;
- Função AED (Detecção Automática de Exposição);
- Instalação simples e conveniente;
- Interface gráfica de usuário intuitiva;
- Mais de 1.300 perfis de exames pré-carregados com o gerador DRGEM;
- Estudos automáticos configuráveis;
- Suporte à lista de trabalho PMS/EMR/HIS/RIS;
- Vários formatos de impressão;

- Ajuste de brilho e contraste;
- Rotação;
- Inversão horizontal e vertical;
- Zoom e panorâmica;
- Fluxo de trabalho otimizado;
- Janelamento automático;
- Suporte à interface DAP.

Software de aquisição de imagens RADMAX:

- Excelente qualidade de imagem;
- Interface conveniente para fácil operação;
- Índice de Exposição (IE);
- Mais de 1.000 programas anatômicos predefinidos (APR);
- Função Stitch (com 5 imagens);
- Compatível com DICOM 3.0;
- Viewer de visualização para diversas máquinas simultaneamente.



1. Assistência diagnóstica – AI
2. Supressão de osso
3. Redução de dispersão

Detector Digital para Raio-X

Especificações Técnicas:

Modelo:	4336W	4343W	4343T
Dimensões (mm)	384 x 460 x 15	460 x 460 x 15	460 x 460 x 15
Peso (kg)	3,5	4,3	4,0
Aplicação		Radiologia	
Tipo TFT		a-Si	
Cintilador		CsI	
Pixel pitch (µm)	150	139	139
número de pixel	2304 x 2800	2304 x 2800	2304 x 2800
Área ativa do TFT (cm)	35 x 43	43 x 43	43 x 43
Conversão A/D		16 BIT	
Saída de dados		16 BIT	
Tipo de comunicação		WI-FI	
WLAN	2.4G and 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac		Cabeada
AED		SIM	
Tempo de transmissão de imagem (segundos)	3,0	3,0	3,0
Peso máximo (kg)	150	150	150
Tempo de operação (bateria)	8 horas	8 horas	8 horas
Tempo de recarga (bateria)	3 horas	3 horas	3 horas
Acessórios	Cabo de energia, carregador de bateria, 2 baterias e Roteador		Cabo de energia, cabo de comunicação e control box
Workstation	Laptop/desktop/tablet/Topaz/Promo/GXR/Raymo		Laptop/desktop/GXR/VXR



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760



+ 55 (11) 93707-5240

www.futuremed.com.br

contato@futuremed.com.br

[@futuremedbrasil](https://www.instagram.com/futuremedbrasil)