

ACQUIDR

Mano 1417W | 1717W | 1717T

DRGEM
Your Best Healthcare

A solução eficiente para sua radiografia digital!

ACQUIDR é o sistema de imagem digital composto por um detector digital para raio-X e uma estação de trabalho com um software muito intuitivo.

O detector digital e o software de imagem completo possuem um processamento, muito rápido e robusto, atendendo todas as necessidades no campo da radiografia digital diagnóstica.



Composição do sistema:



Detector digital de imagem



Laptop ou desktop inclusos

- Adaptável com todos os sistemas de raios-X analógicos;
- Função AED (Detecção Automática de Exposição);
- Instalação simples e conveniente;
- Interface gráfica de usuário intuitiva;
- Mais de 1.300 perfis de exames pré-carregados com o gerador DRGEM;
- Estudos automáticos configuráveis;
- Suporte à lista de trabalho PMS/EMR/HIS/RIS;
- Vários formatos de impressão;



- Ajuste de brilho e contraste;
- Rotação;
- Inversão horizontal e vertical;
- Zoom e panorâmica;
- Fluxo de trabalho otimizado;
- Janelamento automático;
- Suporte a interface DAP.

Registro Anvisa: 81504790217



Software de aquisição de imagens RADMAX:

- Excelente qualidade de imagem;
- Interface conveniente para fácil operação;
- Índice de Exposição (IE);
- Mais de 1.000 programas anatômicos predefinidos (APR);
- Função Stitch (com 5 imagens);
- Compatível com DICOM 3.0;
- Viewer de visualização para diversas máquinas simultaneamente;
- 2 Baterias inclusas;
- Sensor de choque.



1. Assistência diagnóstica – AI


2. Supressão de Osso

3. Redução de dispersão

Detector Digital para Raio-X

Especificações Técnicas:

Modelo:	Mano 1417W	Mano 1717W	Mano 1717T
Dimensões (mm)	384x460x15	460x460x15	460x460x15
Peso (kg)	3,5	4,3	4,0
Aplicação	Radiologia		
Tipo TFT	a-Si		
Cintilador	CsI		
Pixel pitch (µm)	150	139	139
número de pixel	2304x2800		
Área ativa do TFT (cm)	35X43	43X43	43X43
Conversão A/D	16 BIT		
Saída de dados	16 BIT		
Tipo de comunicação	WI-FI		
WLAN	2.4G and 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac		
AED	SIM		
Tempo de transmissão de imagem (segundos)	3,0		
Peso máximo (kg)	150		
Tempo de operação (bateria)	8 horas		
Tempo de recarga (bateria)	3 horas		
Acessórios	Cabo de energia, carregador de bateria, 2 baterias e Roteador		
Workstation	Laptop/desktop/tablet		



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760