

ACQUIDR

Lumen 4336W | 4343W | 2530W

DRGEM

Your Best Healthcare


A solução eficiente para sua radiografia digital!

ACQUIDR é o sistema de imagem digital composto por um detector digital para raio-X e uma estação de trabalho com um software muito intuitivo.

O detector digital e o software de imagem completo possuem um processamento, muito rápido e robusto, atendendo todas as necessidades no campo da radiografia digital diagnóstica.



Resistente à água



Composição do sistema:

Carregador de bateria com 2 baterias



Detector digital de imagem
Roteador WI-FI



Laptop ou desktop inclusos



- Adaptável com todos os sistemas de raios-X analógicos;
- Função AED (Detecção Automática de Exposição);
- Instalação simples e conveniente;
- Interface gráfica de usuário intuitiva;
- Mais de 1.300 perfis de exames pré-carregados com o gerador DRGEM;
- Estudos automáticos configuráveis;
- Suporte à lista de trabalho PMS/EMR/HIS/RIS;
- Vários formatos de impressão;

- Ajuste de brilho e contraste;
- Rotação;
- Inversão horizontal e vertical;
- Zoom e panorâmica;
- Fluxo de trabalho otimizado;
- Janelamento automático;
- Suporte à interface DAP.



Software de aquisição de imagens RADMAX:

- Excelente qualidade de imagem;
- Interface conveniente para fácil operação;
- Índice de Exposição (IE);
- Mais de 1.000 programas anatômicos predefinidos (APR);
- Função Stitch (com 5 imagens);
- Compatível com DICOM 3.0;
- Viewer de visualização para diversas máquinas simultaneamente.



1. Assistência diagnóstica – AI
2. Supressão de osso
3. Redução de dispersão

Detector Digital para Raio-X

Especificações Técnicas:

Modelo:	4336W	4343W	2530W
Área ativa (mm)	430 x 350 x 15	430 x 430 x 15	250 x 300 x 15
Peso (kg)	2,7	3,0	1,7
Aplicação		Radiologia	
Tipo TFT		a-Si	
Cintilador		CsI	
Pixel pitch (µm)	139	139	131
número de pixel	2476 x 3072	3072 x 3072	1900 x 2304
Conversão A/D		16 BIT	
Saída de dados		16 BIT	
Tipo de comunicação		WI-FI	
WLAN		2.4G and 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
AED		SIM	
Tempo de transmissão de imagem (segundos)		3,0	
Peso máximo de carga distribuída (kg)		300	
Peso máximo de carga pontual (kg)		150	
Resistência à Água		IP 68	
Tempo de operação (bateria)		Aproximadamente 350 disparos ou 8,5 horas	
Tempo de recarga (bateria)		3 horas	
Acessórios		Cabo de energia, carregador de bateria, 2 baterias e Roteador	
Workstation		Laptop/desktop/tablet/Topaz/Promo/GXR/Raymo	



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760

+ 55 (11) 93707-5240

www.futuremed.com.br

contato@futuremed.com.br

[@futuremedbrasil](https://www.instagram.com/futuremedbrasil)