



\* Todas as imagens são mostradas apenas para fins ilustrativos e podem variar em relação ao produto/uso real.

# 24'' 2MP Monitor Médico



## 24HR513C

- 2MP (1920 x 1200) IPS Display
- Sensor Frontal para Calibração
- Modo Focus View
- Modo Patologia
- Dual Controller
- Design Ergonômico (Pivô Bi-Direcional)
- Suporta Daisy Chain

## Especificação

### 24HR513C

<b>Modelo</b>		
<b>Painel</b>	Tipo de Painel	IPS
	Tamanho (Proporção)	24" (16 : 10)
	Resolução	2MP (1,920 x 1,200)
	Tratamento da Superfície	Antirreflexo
	Ângulo de visão (CR≥10)	178° (Dir. / Esq.), 178° (P/ cima / P/ Baixo)
	Brilho (Tip.)	600 cd/m <sup>2</sup>
	Brilho (Estabilização)	350 cd/m <sup>2</sup>
	Contraste	1000 : 1
	Tempo de Resposta (GTG*)	5 ms (GtG mais rápido)
<b>Recursos</b>	Compatível com DICOM	Sim
	HW_Calibração	Sim (LG Calibration Studio Medical)
	Modo de Imagem	Custom, Mono, Patologia, Texto, DICOM, DICOM (Custom), Calibração 1, Calibração 2
	Super Resolution+	Sim
	Modo Focus View	Sim
<b>Sinais de Vídeo</b>	Terminais de entrada	HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI-D x 1
	Terminais de saída	DisplayPort x 1 (Daisy Chain, 2MP / @60Hz)
<b>Conectividade</b>	USB	USB 3.0 2 Upstream, 2 Downstream
<b>Potência</b>	Entrada AC	100-240Vac, 50/60Hz
	Consumo de energia (Max.)	65 W
	Consumo de energia (DC Off)	Menos que 0.3 W
<b>Usuário</b>	Dual Controller	Sim
<b>Conveniência</b>	Reader Mode / Flicker Safe	Sim
	Sensor automático de luminância	Sim
	Sensor Frontal (Calibração integrada)	Sim
<b>Especificação</b>	Peso (com suporte)	7.1 kg
	Peso (sem suporte)	4.35 kg
<b>Física</b>	Suporte ajustável	Pivô (Bi-Direcional), Giratório (±45°), Inclinação (-5°~25°), Altura (150 mm)
	Tamanho suporte de parede	100 x 100 mm

\* GtG : Gray to gray tempo de resposta

\*\* As especificações podem variar de acordo com a região e todos os recursos, padrões e outras especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação



#### Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65  
Conjunto 904 B  
Bairro Campinas  
São José - SC  
CEP 88.101-020  
Tel: +55 (48) 3380-9172

#### São Paulo

Rua Cayowaá, 759  
Conjunto 12  
Bairro Perdizes  
São Paulo - SP  
CEP 05.018-001  
Tel: +55 (11) 2387-4760

+ 55 (11) 93707-5240

[www.futuremed.com.br](http://www.futuremed.com.br)

[contato@futuremed.com.br](mailto:contato@futuremed.com.br)

@futuremedbrasil